



SARS-CoV-2 Ag LF



Teste por imunocromatografia de fluxo lateral (Teste Rápido) para detecção qualitativa de **antígeno SARS-CoV-2** em amostras de secreção nasofaríngea.

Indicação



Testagem de infecção
ativa por COVID-19



Pacientes com
suspeita de infecção



Especificações



Não requer uso
de equipamentos



Acompanha swab



Armazenamento
de 4° a 30°C



Tipos de amostras

- Amostra
nasofaríngea



Acurácia

Sensibilidade: 86,4%
Especificidade: 100%



Resultado

Em **15**
minutos

Produto com registro ANVISA nº 81472060030.

