



## SARS-CoV-2 Ab LF



Teste de imunocromatografia para detecção qualitativa dos **anticorpos IgG e IgM para COVID-19** em amostras de sangue total, soro ou plasma.

### Indicação



Pacientes com infecção ativa e convalescença da doença.



### Especificações



Não requer uso de equipamentos



Acompanha capilar



Armazenamento de 4° a 30°C



### Tipos de amostras

- Sangue Total
- Soro
- Plasma



### Acurácia

- IgG** Sensibilidade: 88,1%  
Especificidade: 99,3%
- IgM** Sensibilidade: 88,5%  
Especificidade: 98,9%



### Resultado

Em **15** minutos

Produto com registro ANVISA nº 81472060024.

